



# পায়ুপথের স্ক্রীনিং তথ্য শীট

## মলসংগ্রহকারী পাত্র

01

বোতলটি সোজা করে ধরুন, মল সংগ্রহের জন্য কাঠি সংযুক্ত ঢাকনাটি খুলুন।




02

কাঠিটি মলের ভিতরে বিভিন্ন জায়গায় তিন থেকে পাঁচ স্থানে ঢুকাতে হবে। কাঠিটি মলের মধ্যে হালকাভাবে ঢুকান। যদি কাঠিটির সম্পূর্ণ জায়গায় মল বেশি উঠে আসে তাহলে পরিষ্কার টয়লেট পেপার দিয়ে উপরের কিছু অংশ মুছে নিন।

03

শব্দটি OK সংগ্রহের সঠিক পদ্ধতি নির্দেশ করে।





04

যখন মল সংগ্রহ হয়ে যাবে তখন কাঠিটি বোতলের ভিতর ঢুকিয়ে নিন। ঢাকনাটি বন্ধ করুন, এরপর বোতলটি ঝাকিয়ে নিন।

05

বোতলটি সংরক্ষণের জন্য একটি প্লাস্টিক ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখুন এবং মল সংগ্রহের স্থানে জমা দিন।



06

মল যেদিন জমা দিবেন সেদিন মল সংগ্রহ করবেন অথবা মল সংগ্রহিত পাত্রটি তিন দিন পর্যন্ত নরমাল ফ্রিজে (ডিপ ফ্রিজে নয়) সংগ্রহ করতে পারবেন। মল সংগ্রহের পর তিন দিনের বেশি মল নরমাল ফ্রিজে রাখতে পারবেন না।