


# Pliant informativ screening coloretal

## Colectarea eșantionului din materia fecală

01

Țineți flaconul într-o poziție verticală, deșurubați capacul care este prevăzut cu o tijă pentru colectarea eșantionului fecal.




02

Introduceți puțin tija în 3-5 locuri diferite. Îndepărtați excesele de materie fecală cu hârtie igienică curată.


03

Termenul **OK** indică modul corect de colectare.




04

Odată ce colectarea a fost făcută, **introduceți tija în flacon, înșurubați capacul și apoi agitați.**



05

Puneți flaconul în punga de plastic pentru conservarea și predarea la laboratorul de analize.



06

Predați flaconul în ziua în care a fost prelevat eșantionul de materie fecală sau păstrați-l în frigider (nu în congelator) timp de cel mult 3 zile de la colectare.