


# Інструкція щодо колоректального скринінгу

## Забір зразку калу

01

Тримаючи пробірку у вертикальному положенні, відкрити ковпачок з приєднаною до нього паличкою для забору калу.




02

Легенько встромляти паличку в 3 - 5 різних місць калової маси. Надлишок калу зняти чистим гігієнічним папером.


03

Термін ОК вказує на правильний спосіб забору матеріалу.




04

Після забору матеріалу вставити паличку в пробірку, щільно закрутити ковпачок та **ЗБОВТАТИ** вміст пробірки.



05

Помістити пробірку в поліетиленовий пакет для зберігання та доставити в пункт збору.



06

Доставити зібраний зразок калу в день його забору, або зберігати в холодильнику (але не в морозильнику) не більше 3 днів.